

# MONOFOCALI IN VETRO

## **N** Novità Tecniche

### SPEEDY 1.6 CHROME


Lente monofocale in Vetro Hi-Crown 1.6 Fotocromatica e Gray e Brown.

### GOLD 1.8 CHROME

Lente monofocale in Lantano 1.8 Fotocromatica e Gray e Brown.



Vetro 1.523 Standard



Vetro 1.6



Titanio 1.7



Titanio 1.7 Raccordato



Lantano 1.8



Uno & Nove 1.9



Vetro 1.523 Fotocromatico

## TABELLA DI SELEZIONE E INDICE PRODOTTI

### DIOTTRIE

MATERIALE	N.D.	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+16	PRODOTTO	PAG.
Vetro Crown	1,523																		PUNTAL GLASS	36
Vetro Crown Antiriflesso	1,523																		PUNTAL TOP	37
Vetro Hi-Crown	1,6																		LAMBDA	38
Titanio	1,7																		VIP GLASS	39
Titanio Antiriflesso	1,7																		VIP TOP	40
Lantano	1,8																		NEW GOLD	41
Uno & Nove	1,9																		UNO & NOVE	42
Titanio Raccordata	1,7																		ESTETICA	43
Lantano Raccordata	1,8																		ESTETICA GOLD	43
Fotocromatica	1,523																		SPEEDY CHROME	44
Fotocromatica	1,60																		SPEEDY 1.6 CHROME	45
Titanio Fotocromatica	1,7																		VIP CHROME	45
Lantano Fotocromatica	1,8																		GOLD CHROME	46



# PUNTAL TOP

LENTE MONOFOCALE CROWN TRATTATA CON ANTIRIFLESSO MULTISTRATO ED ANTIMBRATTANTE, PRONTA A MAGAZZINO

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.523 - N° Abbe : 59,3 - Peso Specifico : 2,25 - Filtro UV : 280  
 Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 2.00 - Negative : 0.00 / 2.00



LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 271

POTERI +/-	65
Sferiche	50,00
Art.	1.011.90
Toriche cil. 2,00	50,00
Art.	2.011.90



**AVVERTENZE:** Non è possibile applicare trattamenti o colorazioni aggiuntive. Per ordinazioni di 2 lenti dove una sia fuori griglia, al fine di un perfetto accoppiamento è consigliato ordinare due lenti **PUNTAL** con il trattamento antiriflesso **TOP 99**.

## LENTI PRONTE A MAGAZZINO

### Antiriflesso "Top 99" Positive e Negative D.65

Ass.	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00								
0.25								
0.50								
0.75								
1.00								
1.25								
1.50								
1.75								
<b>65</b> 2.00								<b>65</b>
2.25								
2.50								
2.75								
3.00								
3.25								
3.50								
3.75								
4.00								



Lenti senza Antiriflesso



Elimina riflessi nocivi



Con trattamento iderorepellente

# LAMBDA

## LENTE MONOFOCALE VETRO HI-CROWN

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.601 - N° Abbe : 41,5 - Peso Specifico : 2,6 - Filtro UV : 334  
 Impiego Consigliato: Positive : 2.00 / 6.00 - Negative : 2.00 / 6.00

### LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 240

POTERI +/-	65	70
Sferiche	40,00	40,00
Art.	1.009.00	3.009.00
Toriche cil. 2,00	40,00	40,00
Art.	2.011.00	4.011.00

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00

### LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 140


POTERI +/-	60-65-70
Sferiche	60,00
Art.	1.025.00
Toriche cil. 4,00	60,00
Art.	2.025.00

### LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive e Negative (sf+cil):  
 D.60: da +7.50 a -10.00  
 D.65: da +7.00 a -10.00  
 D.70: da +6.00 a -8.00

**AVVERTENZE:** Lenti pronte a Magazzino: per il dettaglio vedi griglie.

## GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO



# VIP GLASS

## LENTE MONOFOCALE AL TITANIO

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.701 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,00 - Filtro UV : 343  
 Impiego Consigliato: Positive : 4.00 / 14.00 - Negative : 3.00 / 12.00



### LENTE PRONTE A MAGAZZINO cod. 001

POTERI -	60	65	70
Sferiche	55,00	55,00	55,00
Art.	1.014.50	1.014.50	1.014.50
Toriche cil. 2,00	55,00	55,00	55,00
Art.	2.016.90	2.016.90	2.016.90



### LENTE DI PRESCRIZIONE cod. 101

POTERI +/-	60-65-70
Sferiche	70,00
Art.	1.029.00
Toriche cil. 4,00	70,00
Art.	2.029.00

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive e Negative (sf+cil):  
 D.60: da +11.00 a -18.00  
 D.65: da +10.00 a -16.00  
 D.70: da +8.00 a -14.00



**AVVERTENZE:** Le lenti pronte a Magazzino: per il dettaglio vedi griglie.  
 Le lenti in D.60 negative pronte a magazzino in esaurimento.

## GRIGLIE LENTE PRONTE A MAGAZZINO

		Incolori							
		Negative D. 60-65-70 (-/-)							
		0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
2.50									
2.75									
3.00	65				65				
3.25									
3.50	70				70				
3.75									
4.00									
4.25									
4.50									
4.75	60				60				
5.00									
5.25									
5.50	65				65				
5.75									
6.00									
6.25	70				70				
6.50									
6.75									
7.00									
7.25									
7.50									
7.75									
8.00									
8.50									
9.00									
9.50									
10.00	60				60				
10.50									
11.00	65				65				
11.50									
12.00									

# VIP TOP

## LENTE MONOFOCALE AL TITANIO TRATTATA CON ANTIRIFLESSO MULTISTRATO ED ANTIMBRATTANTE, PRONTA A MAGAZZINO

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.701 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,00 - Filtro UV : 343  
 Impiego Consigliato: Negative : 3.00 / 12.00



### LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 272

POTERI -	65
Sferiche	75,00
Art.	1.022.90
Toriche cil. 2,00	75,00
Art.	2.022.90



**AVVERTENZE:** Non è possibile applicare trattamenti o colorazioni aggiuntive. Per l'ordinazione di 2 lenti dove una sia fuori griglia, al fine di un perfetto accoppiamento è consigliato ordinare due lenti **VIP** con il trattamento antiriflesso **TOP 99**.

## GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

### Negative Top 99 D.65 (-/-)

	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
2.50								
2.75								
3.00								
3.25								
3.50								
3.75								
4.00								
4.25								
4.50								
4.75								
5.00								
5.25								
5.50	65					65		
5.75								
6.00								
6.25								
6.50								
6.75								
7.00								
7.50								
8.00								
8.50								
9.00								
9.50								
10.00	65							
10.50								
11.00								
11.50								
12.00								



Lenti senza Antiriflesso



Elimina riflessi nocivi



Con trattamento iderorepellente

# NEW GOLD

## LENTE MONOFOCALE AL LANTANIO AD ALTO INDICE DI RIFRAZIONE 1,804

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.804 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,65 - Filtro UV : 334

Impiego Consigliato: Negative : 6.00 / 18.00



### LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 112

POTERI -	65
Sferiche	110,00
Art.	1.045.00
Toriche cil. 2,00	110,00
Art.	2.045.00



### LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 113

POTERI -	60-65-70
Sferiche	150,00
Art.	1.064.00
Toriche cil. 4,00	150,00
Art.	2.064.00

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):
D.60: da 0.00 a -17.00
D.65: da 0.00 a -16.50
D.70: da 0.00 a -13.00

Proprietà: - Lenti extrasottili per medio-alte miopie  
 - Per una migliore visione si consiglia di applicare il trattamento antiriflesso Top 99.



**AVVERTENZE:** Non è possibile eseguire la decolorazione del trattamento antiriflesso e/o della colorazione.

## GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

Negative D. 65		0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
6.00									
6.25									
6.50									
6.75									
7.00									
7.25									
7.50									
7.75									
8.00									
8.25									
8.50									
8.75									
9.00									
9.25									
9.50									
9.75									
10.00									
10.25									
10.50									
10.75									
11.00									
11.25									
11.50									
11.75									
12.00									
12.25									
12.50									
12.75									
13.00									
13.25									
13.50									
13.75									
14.00									
14.50									
15.00									
15.50									
16.00									



Consigliata per Medio-Alte Miopie

# UNO & NOVE

## LENTE MONOFOCALE AD ALTISSIMO INDICE DI RIFRAZIONE 1,9

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.900 - N° Abbe : 31 - Peso Specifico : 3,99 - Filtro UV : 343

Impiego Consigliato: Negative : 8.00 / 20.00

### LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 161

POTERI -	60-65-70
Sferiche	220,00
Art.	1.117.00
Toriche cil. 4,00	220,00
Art.	1.117.00

Proprietà: Lente Extra-Sottile per Alte Miopie  
Lente a Peso Specifico Contenuto  
Per una migliore Visione applicare il trattamento antiriflesso TOP 99

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00

### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):
D.60: da 0.00 a -19.00
D.65: da 0.00 a -19.00
D.70: da 0.00 a -14.00

**AVVERTENZE:** Non è possibile eseguire la decolorazione di lenti colorate e/o trattamento antiriflesso.

### Tabella comparativa degli spessori al bordo (in mm.)

Diottria	Crown	Titanio	New Gold	Uno&Nove
-8	9,7	7,9	6,9	5,3
-12	16,5	11,5	9,9	8,2
-16	30,2	15,9	13,5	11,0

I valori indicati sono riferiti a lenti in diametro 65 mm. e spessore al centro di 1 mm.



Lenti senza Antiriflesso



Elimina riflessi nocivi



Consigliata per Alte Miopie

# ESTETICA

## LENTE MONOFOCALE AL TITANIO RACCORDATA

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.700 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,00 - Filtro UV : 343  
 Impiego Consigliato: Negative : 8.00 / 20.00

### LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 111

POTERI -	60-65-70
Sferiche	180,00
Art.	1.086.00
Toriche cil. 4,00	180,00
Art.	2.086.00

Proprietà: Lente Extra-Sottile per Alte Miopie  
 Adatta per montature in metallo

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00


### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):  
 D.60: da 0.00 a -26.00  
 D.65: da 0.00 a -18.00  
 D.70: da 0.00 a -14.00

**AVVERTENZE:** La lente Estetica può essere richiesta nelle seguenti versioni: **ESTETICA 1** con spianatura al bordo concava - **ESTETICA 2** con spianatura al bordo convessa.



Consigliata per Alte Miopie



Lente a zona ottica ridotta (Estetica Tipo 2)

# ESTETICA GOLD

## LENTE MONOFOCALE AL LANTANIO 1,804 RACCORDATA

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.804 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,65 - Filtro UV : 334  
 Impiego Consigliato: Negative : 8.00 / 20.00

### LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 110

POTERI -	60-65
Sferiche	200,00
Art.	1.109.00
Toriche cil. 4,00	200,00
Art.	2.109.00

Proprietà: Lente Extra-Sottile per Alte Miopie  
 Adatta per montature in metallo

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00


### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):  
 D.60: da 0.00 a -20.00  
 D.65: da 0.00 a -18.00

**AVVERTENZE:** La lente Estetica può essere richiesta nelle seguenti versioni: **ESTETICA 1** con spianatura al bordo - **ESTETICA 2** con spianatura al bordo convessa.



Consigliata per Alte Miopie



Lente a zona ottica ridotta (Estetica Tipo 2)

# SPEEDY CHROME

## LENTE MONOFOCALE VETRO FOTOCROMATICA GREY - BROWN

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.523 - N° Abbe : 57 - Peso Specifico : 2,56

Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 4.00 - Negative: 0.00 / 4.00



### LENTI PRONTE A MAGAZZINO

	cod. 002 Grey	Brown	cod. 003
POTERI +/-	65	70	
Sferiche	47,00	47,00	
Art.	1.011.00	1.011.00	
Toriche cil. 2,00	47,00	47,00	
Art.	2.014.00	2.014.00	

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00



### LENTI DI PRESCRIZIONE

	cod. 102 Grey/Brown	cod. 103
POTERI +/-	60-65-70	
Sferiche	64,00	
Art.	1.025.00	
Toriche cil. 4,00	64,00	
Art.	2.025.00	



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive e Negative (sf+cil):  
 D.65: da +6.00 a -7.50  
 D.70: da +6.00 a -5.50

ASSORBIMENTO: Brown 10% - 65% a 20 C° e spessore 2 mm

ASSORBIMENTO: Grey 10% - 70% a 20 C° e spessore 2 mm



**AVVERTENZE:** Le lenti pronte a Magazzino : per il dettaglio vedi griglie.

Per poteri superiori alle 3 Diottrie si consiglia l'uso delle **VIP Chrome** o **Speedy 1.6 Chrome**.

## GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

**Foto "Grey"**  
Positive e Negative D.65-70

	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00								
0.25								
0.50			65					
0.75								
1.00			70					
1.25								
1.50	65							
1.75								
2.00	70							
2.25								
2.50								
2.75	65							
3.00			65					
3.25								
3.50								
3.75								
4.00								

**Foto "Brown"**  
Positive e Negative D.65-70

	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00								
0.25								
0.50			65					
0.75								
1.00			70					
1.25								
1.50	65							
1.75								
2.00	70							
2.25								
2.50								
2.75	65							
3.00			65					
3.25								
3.50								
3.75								
4.00								

# SPEEDY 1.6 CHROME

## LENTE MONOFOCALE VETRO FOTOCROMATICO HI-CHROME 1.6 BROWN E GREY

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.600 - N° Abbe : 42 - Peso Specifico : 2,80 - Filtro UV : 355  
 Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 6.00 - Negative: 0.00 / 6.00



### LENTI DI PRESCRIZIONE

cod. 264 Grey Brown cod. 265

POTERI +/-	65-70
Sferiche	130,00
Art.	1.047.00
Toriche cil. 4,00	130,00
Art.	2.047.00

Proprietà: Lenti sottili ad Alto scurimento  
 Velocità di Scurimento e Schiarimento

ASSORBIMENTO: Brown 10% - 70% a 20 C° e spessore 2 mm  
 ASSORBIMENTO: Grey 10% - 70% a 20 C° e spessore 2 mm



**AVVERTENZE:** Non è possibile eseguire la decolorazione della lente. Per poteri superiori alle 6 Diottrie si consiglia l'uso delle **VIP Chrome** o **Gold Chrome**.

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
WAVE BUSTER:	40,00



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive e Negative (sf+cil):  
 D.60: da +7.50 a -10.00  
 D.65: da +7.00 a -10.00  
 D.70: da +6.00 a -8.00

# VIP CHROME

## LENTE MONOFOCALE TITANIO FOTOCROMATICA GREY - BROWN

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.700 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,00  
 Impiego Consigliato: Positive : 4.00 / 8.00 - Negative: 4.00 / 12.00



### LENTI DI PRESCRIZIONE

cod. 133 Grey/Brown cod. 134

POTERI -	65-70
Sferiche	150,00
Art.	1.054.00
Toriche cil. 4,00	150,00
Art.	2.054.00

Proprietà: Lenti extra sottili ad Altissimo scurimento  
 per miopia  
 Velocità di Scurimento e Schiarimento

ASSORBIMENTO: Brown 10% - 50% a 20 C°  
 ASSORBIMENTO: Grey 10% - 50% a 20 C°

### TRATTAMENTI

TOP 99:	30,00
---------	-------



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):  
 D.60: da 0.00 a -17.00  
 D.65: da 0.00 a -15.50  
 D.70: da 00.00 a -7.50



**AVVERTENZE:** Non è possibile eseguire la decolorazione della lente.

Il Trattamento Antiriflesso TOP 99 consente di ottenere valori ottimali di trasmittanza e va richiesto al momento dell'ordine. La lente trattata avrà uno spessore finale superiore di 1 mm. Per ordinazioni di lenti positive utilizzare lenti Speedy Chrome e Speedy 1.6 Chrome.

# GOLD 1.8 CHROME

## LENTE MONOFOCALE AL LANTANIO FOTOCROMATICA BROWN E GREY

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.804 - N° Abbe : 35 - Peso Specifico : 3,65 - Filtro UV : 335  
 Impiego Consigliato: Negative: 6.00 / 14.00



### LENTI DI PRESCRIZIONE

cod. 274 Grey    Brown cod. 279

POTERI –	65
Sferiche	200,00
Art.	1.090.00
Toriche cil. 4,00	200,00
Art.	2.090.00

Proprietà: Lenti Extra Sottili ad Alto scurimento  
 Velocità di Scurimento e Schiarimento

ASSORBIMENTO: Brown 10% - 50% a 20 C°

ASSORBIMENTO: Grey 10% - 50% a 20 C°



### LIMITI DI COSTRUZIONE

Negative (sf+cil):

D.60: da 0,00 a -18.00

D.65: da 0.00 a -16.50



### AVVERTENZE: Non è possibile eseguire la decolorazione della lente.

Il Trattamento Antiriflesso TOP 99 consente di ottenere valori ottimali di trasmittanza e va richiesto al momento dell'ordine. La lente trattata avrà uno spessore finale superiore di 1 mm. Per ordinazioni di lenti positive utilizzare lenti Speedy Chrome e Speedy 1.6 Chrome.